

# DESINFECTANT POUR ADOUCISSEURS

L'eau en toute tranquillité

La désinfection de la résine d'adoucisseur est fortement conseillée une fois par an ou après une longue période de non utilisation telle que des vacances.



## USAGE ET CARACTERISTIQUES

- Nettoie et désinfecte les résines cationiques pour adoucisseur toute marque.
- 1 flacon convient pour 10 / 11 litres de résines, soit 2 flacons pour un adoucisseur avec 22 litres de résines.
- A utiliser après une absence de plus de 2 semaines.
- Solution couleur bleue.

## MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS

Porter des gants et des lunettes pour éviter tout contact. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas ingérer. Verser le contenu du ou des flacons directement dans le cylindre de la canne d'aspiration ou dans votre bac à sel et provoquer immédiatement une régénération manuelle. A la fin de la régénération, la résine sera désinfectée et propre à l'emploi.

## STOCKAGE

La solution désinfectante pour adoucisseurs doit être stockée dans un endroit frais à l'abri de la lumière.



Canne d'aspiration

## Code produit

EAN : 3497381600023

Code : 160002